

Ausrüstung des Probennahmekoffers

- 4 Kautex-Weithalsflaschen zu je 2 Liter (mit Tragegestell/Korb)
- 6 Glasflaschen, 1 Liter, außen kunststoffbeschichtet, Schraubverschluß innen teflonbeschichtet. Als Notbehelf sind am besten **saubere** Mineralwasserflaschen geeignet. (Geruchsabgabe von Korken und plastifizierten Deckeln von Limonadenflaschen, Marmeladengläsern etc.).
- 6 Glasfläschchen (50 ml, Weithals, Schraubdeckel)
- 1 Entnahmestock, ausziehbar, mit Flaschenhalterung
- 1 Schlammsauger (Plastikrohr mit Gummiball)
- 1 Kescher mit Ausziehstock
- 1 Schöpfthermometer (schnellanzeigend)
- 1 Satz pH-Universalindikatorstäbchen (0-14, nicht blutend)
- 1 Packung Ölbindevlies (z.B. 3 M Oil Sorbent)
- 5 Alu-Beutel für gebrauchte Ölbindevliese
- 1 Rolle Pergamentpapier (25 cm breit)
- 1 Alufolie (Rolle in Grillfolienstärke)
- 1 wasserfest schreibender Stift (Filzstift)
- 10 Zugverschlussbeutel 40x65 cm
- 10 Zugverschlussbeutel 25x40 cm
- 10 Müllbeutel (50 l)
- 1 Beutel Watte
- 1 Meterstab
- 1 Schere
- 1 Paketschnur (Knäuel)
- 1 Satz Selbstklebeetiketten mit Stempelaufdruck der ermittelnden Dienststelle (20 Stück)
- 1 Bestimmungsbuch für einheimische Fischarten
- 1 Paar Gummistiefel
- 20 Paar Einweghandschuhe
- 2 Paar Kunststoffhandschuhe (Lösungsmittelfest)
- 1 kleine Blechschaufel (zur Entnahme von Bodenproben)
- 1 Abdeckplane (Kunststoff, 5x10 m)
- 5 Formblätter zu Abschn. All Ziff. 5, Kriminalistische Spurenkunde
- 2 Exemplare dieses Merkblattes (mit Eintragungen unter Nr. 9) mit Anlage 1 - Ausrüstung der Probe
- 1 Gemeinsame Bekanntmachung vom 22.09.1988 (AIIMBL S. 783)

Hinweis: Über die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen entscheidet das BStMI. Verbrauchsgegenstände können von den jeweils zuständigen WWA ersetzt werden; dies gilt vor allem für Glas- und Kunststoffflaschen.